

1. Product Description

bt products Hematology Lyse Reagent is a detergent-based lytic reagent intended to remove RBC 's and platelets from a sample of a whole blood specimen, to permit WBC counting, WBC differential analyzes and hemoglobin concentration determination. It is suitable for in vitro diagnostic use in both automated and semi-automated analyzers.

bt products Hematology Lyse can be used in bt-pro21, bt-pro2400,(+plus),bt-pro2401,(+plus) hematology analyzers.

bt products Hematology Lyse reagent should be used with appropriate **bt products** Brand Hematology Diluent, Hematology Cleaner and other required operational reagents for best results. **bt products** Hematology Lyse reagent is a naturally bacteriostatic and fungi static. All compounds are biodegradable.

2. Reagent Composition

Potassium Cyanide..... < 0.05 %

Quaternary Ammonium Salt. < 3.5 %

pH: 9,0-11,0

Physical form: aqueous solution, limpid.

Precautions: Reagent contains 2-Propanol and Dodecyl trimethylammonium chloride.

H315 Causes skin irritation

H318 Causes serious eye damage

P264: Wash thoroughly after handling

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P310 Immediately call a POISON CENTER or a doctor/physician.

P305+P351+P338 IF IN EYES :Rinse continuously with water for several minutes .Remove contact lenses if present and easy to do.Continue rinsing.

P321 Specific treatment,see on the label

P302+352: IF ON SKIN: Wash with soap and water

P332+313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

Special precautions: Avoid contact with acid and aqueous acid environment: extremely toxic cyanide acid vapor can be formed.

3. Reagent Storage

Storage conditions: Stored at 8 - 30°C

Product will degrade if exposed to air, keep cap / probe assembly, securely tightened.

Shelf Life: See package label for expiration date.

Discard open containers: 60 days after opening.

1.Ürün Tanımı

bt products Hematoloji Parçalayıcı Reaktifi, deterjan bazlı bir parçalayıcı olup, tam kan örneğindeki RBC ve trombositleri parçalayarak, WBC ve alt parametrelerinin ve hemoglobin konsantrasyonunun ölçülmesine izin verir. Vücut dışı tanı amaçlı kullanılan otomatik ve yarı otomatik analizörler için uygundur.

bt products Hematoloji Parçalayıcı reaktifi, bt-pro21, bt-pro2400,(+plus),bt-pro2401,(+plus)Hematoloji analizörlerinde kullanılır. **btproducts** Hematoloji Parçalayıcı iyi sonuç alınabilmesi için **bt products** markalı Hematoloji Diluent , Hematoloji Temizleyici ve çalışma için gerekli diğer reaktiflerle birlikte kullanılmalıdır. **bt products** Hematoloji Parçalayıcı doğal olarak bakteriyostatik ve fungustatiktir. Bütün bileşenler bakterilerle ayrışabilir.

2.Reaktif Bileşimi

Potasyum Siyanid < 0.05 %

Kuaterner Amonyum tuzu < 3.5 %

pH: 9,0-11,0

Fiziksel görünüm: Renksiz, likit solüsyon

Uyarılar: Reaktif , 2-Propanol ve Dodecyl trimethylammonium chloride içerir.

H315 Cilt tahrişine yol açar

H318 Ciddi göz hasarını yol açar

P264 Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayınız.

P305+P351+P338 Gözle teması halinde suyla birkaç dakika durulayınız.Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız.Durulamaya devam ediniz.

P321 Özel müdahale gerekli ise etikete bakınız.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayın.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise:Tıbbi yardım/müdahale alınız.

Özel Uyarılar: Asit ve sulu asitlerle siyanid birleştiğinde çevreye toksik etkili buhar oluşturacağından, buharından sakınılmalıdır.

3. Reaktifin Saklanması

Saklama Koşulları: 8 - 30°C de direkt güneşliğinden uzakta saklayınız. Ürün havayla temas ettiğinde bozulacağından kapalı olarak saklayınız.

Raf Ömrü : Son kullanma tarihi için etiketin üzerine bakınız.

Açık olan ambalajlar: Açıldıktan sonra 60 gün stabildir.



Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.
Biyolojik risk



Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirlilemeyin çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23
www.btproducts.com.tr * www.bilimseltip.com

Rev.Date-Tarih / No: 01.07.2021 / 9