


bt
products

bt-pro 21

Hematology Analyzer
Hematolojik Analizör



60 samples per hour

21 parameters and 3 histograms

bt-pro 21

bt-pro 21

Hematology Analyzer
Hematoloji Analizörü

SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

THROUGHPUT HIZ	60 samples per hour Saatte 60 numune
DETERMINATED ANALYSES PARAMETRELER	21 parameters and 3 histograms / 21 parametre ve 3 grafik WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
HISTOGRAM GRAFİKLER	3-part differentiation of WBC 3-parçalı WBC dağıtım grafiği
PRINCIPLES OF MEASUREMENT ÖLÇÜM PRENSİBİ	WBC/RBC/PLT: Electrical Impedance HGB: Photoelectric colorimetry WBC/RBC/PLT: Elektrik empedans HGB: Fotoelektrik kolorimetrik
SAMPLE VOLUME NUMUNE HACMI	Whole blood 10 µL, Pre-diluted 20 µL Direkt kan 10 µL, Ön-dilüsyon 20 µL
STORAGE CAPACITY HAFIZA KAPASİTESİ	More than 100.000 sample results with histograms, Support USB data backup & system upgrade 100.000'den fazla numuneye ait sonuç ve grafikleri saklayabilme, USB veri yedekleme & sistem güncelleme
APERTURE DIAMETER APERTURE ÇAPI	WBC 100 µL, RBC/PLT 68 µL
DILUTION RATION DİLÜSYON ORANI	Whole blood Capillary blood WBC/HGB 1: 232 RBC/PLT 1: 40000 1: 400 1: 45000
CONTROL AND CALIBRATION KONTROL VE KALİBRASYON	Manual and auto-Calibration System check Manuel ve otomatik kalibrasyon sistemi
DISPLAY EKRAN	10.4 inches color LCD display & Linux operation system, internal pr 10,4 inc renkli LCD ekran & Linux işletim sistemi
CONNECTIONS BAĞLANTILAR	RS 232, Support LIS and HIS with HL7 protocol Rs232, HL7 protokolü ile LIS ve HIS desteği
PRINTER YAZICI	Internal 57mm thermal printer, Parallel Port and USB for external printer Dahili 57mm Termal Yazıcı, Paralel ve USB bağlantı ile harici yazıcı bağlantısı
DIMENSION EBATLAR	330mm x 440mm x 500mm
REAGENT PACK REAKTİF PAKETİ	Diluent , Lyse, Cleaner Dilüent, Parçalayıcı ve Temizleyici



Manufacturer / Üretici:

BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
9 Eylül Mah. 312/1 Sok. No:12 Gaziemir - İZMİR / TURKEY
Tel : +90.232.262 60 83 Fax: +90.232.250 61 23
www.btproducts.com.tr • www.bilimseltip.com
info@bilimseltip.com

