



İDRAR STRİP OKUYUCU

Ergonomik Tasarım, Kolay Kullanım
Compact Design, Easy Operation

bt
products



BT URI 50 İDRAR STRİP OKUYUCU URINE ANALYZER

**Kolay kullanım,
ekonomik ve yüksek
kalite**

Easy operation, cost-
efficiency and high
quality

**RS232 seri arayüz,
opsiyonel barkod
okuyucu**

RS232 serial interface
to host PC/LIS,
barcode reader
optional

Dahili termal yazıcı
Internal thermal
printer

SPESİFİKASYONLAR | SPECIFICATIONS

PARAMETRELER PARAMETERS

Lökosit, Keton, Nitrit, Ürobilinojen, Bilirubin, Protein, Glukoz, Dansite,
Kan, pH, (Askorbik Asit - URI 10G)
Leukocyte, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific
Gravity, Blood, pH, (Ascorbic Acid - URI 10G)

KAPASİTE THROUGHPUT

Normal Mod, 60 numune/saat | Sürekli Mod, 125 numune/saat
Normal Mode, 60 samples/hour | Continuous Mode, 125 samples/hour

ÖLÇÜM PRENSİBİ MEASURING PRINCIPLES

Çift dalga boylu reflektans fotometri
Dual wavelength reflectance method

DALGA BOYU MEASURING WAVELENGTH

3 LED Dalga Boyu (550, 620, 720 nm)
3 LED Wavelength (550, 620, 720 nm)

NUMUNE YÜKLEME SAMPLE SUPPLY

Manuel daldırma
Manual dipping

GÖRÜNTÜ DISPLAY

LCD Ekran
LCD Screen

REAKSİYON SÜRESİ REACTION TIME

60 saniye
60 seconds

HAFIZA STORAGE

5000 sonuç
5000 samples

ARAYÜZ INTERFACE

Seri bağlantı (RS232), paralel bağlantı (harici yazıcı için), PS/2 bağlantı
(barkod okuyucu için), USB bağlantı (veri çıkışı için)
Serial port (RS232), parallel port (for external printer), PS/2 port (for barcode
reader), USB port (for data out put)

ÇALIŞMA KOŞULLARI WORK CONDITION

Ortam Sıcaklığı 15-30 C, RH (Bağıl Nem): 20%-80%
Environmental Temperature: 15-30 C, RH: 20%-80%

STRİP STRIP

URI 10G / 11G İdrar Stribi
URI 10G / 11G Urine Reagent Strips

GÜÇ KAYNAĞI POWER SUPPLY

Adaptör 12V DC, 4.0A
Adopter 12V DC, 4.0A

BOYUT DIMENSION

290mm x 200mm x 100mm
290mm x 200mm x 100mm

AĞIRLIK WEIGHT

2 kg
2 kg

B
bilimsel
TIBBİ ÜRÜNLER

**BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER
PAZ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ**

9 Eylül Mah. 312/1 Sok. No:12 Gaziemir/İZMİR/TURKEY
tel: +90 232 262 6083 fax: +90 232 250 6123

info@bilimseltip.com
info@btproducts.com.tr
www.bilimseltip.com
www.btproducts.com.tr

