



## İDRAR STRİP OKUYUCU

Yüksek Güvenilirlik, Kolay Otomasyon  
High Reliability, Automatization with Convenience

**bt**  
products



# BT URI 500B İDRAR STRİP OKUYUCU URINE ANALYZER

**Dokunmatik ekranlı kullanıcı dostu arayüz**  
Friendly operation with touch screen

**Otomatik atık toplama, kolay bakım sağlayan tasarım**  
Easy maintenance design with auto waste collection

**Laboratuvarlar için ideal yüksek test hızı**  
High test speed, ideal for laboratory

**Tam otomatik test öncesi ön hazırlık aşaması**  
Fully automatic operation for ready-to-test

**Strip hassasiyeti için dahili kalibrasyon**  
Internal calibration for sensitivity of strips

**Dahili termal yazıcı**  
Internal thermal printer

## SPESİFİKASYONLAR | SPECIFICATIONS

### PARAMETRELER PARAMETERS

Lökosit, Keton, Nitrit, Ürobilinojen, Bilirubin, Protein, Glukoz, Dansite, Kan, pH, (*'Asorbik Asit, Mikroalbumin, Kreatin, Kalsiyum' opsiyonel*)  
Leukocyte, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, pH, (*'Ascorbic Acid, Microalbumin, Creatine, Calcium' optional*)

### ÖLÇÜM PRENSİBİ MEASURING PRINCIPLES

Çift dalga boyulu reflektans fotometri  
Dual wavelength reflectance method

### REAKSİYON SÜRESİ REACTION TIME

65 saniye  
65 seconds

### KAPASİTE THROUGHPUT

520 numune/saat  
520 samples/hour

### GÖRÜNTÜ DISPLAY

LCD Ekran  
LCD Screen

### HAFIZA STORAGE

9999 sonuç  
9999 samples

### STRİP STRIP

URI 10G / 11G / 13G / 14G İdrar Stribi  
URI 10G / 11G / 13G / 14G Urine Reagent Strips

### ARAYÜZ INTERFACE

Seri bağlantı (RS232), paralel bağlantı (harici yazıcı için), PS/2 bağlantı (barkod okuyucu için), USB bağlantı (veri çıkışı için)  
Serial port (RS232), parallel port (for external printer), PS/2 port (for barcode reader), USB port (for data out out)

### ÇALIŞMA KOŞULLARI WORK CONDITION

Ortam sıcaklığı 15-30 C, RH (Bağıl Nem): 20%-80% Aydınlatma: 2000 lx  
Environmental Temperature: 15-30 C, RH: 20%-80% Luminance: 2000 lx

### GÜÇ KAYNAĞI POWER SUPPLY

100-240V AC, 50/60Hz  
100-240V AC, 50/60Hz

### BOYUT DIMENSION

390mm x 240mm x 290mm  
390mm x 240mm x 290mm

### AĞIRLIK WEIGHT

6,5 kg  
6,5 kg

### BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ

9 Eylül Mah. 312/1 Sok. No:12 Gaziemir/İZMİR/TURKEY  
tel: +90 232 262 6083 fax: +90 232 250 6123

info@bilimseltip.com  
info@btproducts.com.tr  
www.bilimseltip.com  
www.btproducts.com.tr

