

REF	Packing Size/ Ambalaj	CONT
ACS-101000	1 x 1000 mL	R1: 1 x 1000 mL
ACS-10180A	4 x 45 mL	R1: 4 x 45 mL

: 15-25 °C  **INTENDED USE**

The Acid Washing Solution is suitable for washing cuvettes of autoanalyzers.

REAGENTS

0.1 N HCl
Surfactant < %0,01

REAGENT PREPARATION

Ready to use

STABILITY AND STORAGE

Reagents are stable between 15-25°C until the expiry date on the label.

 **CAUTION**

H314 Causes severe skin burns and serious eye damage.
H335 May cause respiratory irritation
P303+P361+P353 IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P305+P351+P338 IF IN EYES : Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing

KULLANIM AMACI

Asit Yıkama Solüsyonu Otoanalizörlerin kuvvet temizliği için uygundur.

REAKTİFLER

0.1 N HCl
Yüzey Aktif Madde < %0,01

REAKTİFİN HAZIRLANMASI

Reaktif kullanıma hazırdır.

STABİLİTE VE DEPOLAMA

Reaktifler 15-25°C de etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar dayanır.

 **UYARI**

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz hasarına yol açar
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir
P303+P361+P353 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE; kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkartın ,cildinizi su ile yıkayın/duş alın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun
P305+P351+P338 Gözle teması halinde suyla birkaç dakika durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.



Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.
Biyolojik risk



Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirlenmeye çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Rev.Date-Tarih / No: 24.11.2017/4

BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23
www.btpproducts.com.tr - www.bilimseltip.com