


REF	Packing Size/ Ambalaj	CONT
BCS-101000	1 x 1000 mL	R1: 1 x 1000 mL
BCS-10180A	4 x 45 mL	R1: 4 x 45 mL

: 15-25 °C  IVD**INTENDED USE**

The Base Washing Solution is suitable for washing cuvettes of autoanalyzers.

**REAGENTS**

0.1 N NaOH  
Surfactant < %0,01

**REAGENT PREPARATION**

Ready to use

**STABILITY AND STORAGE**

Reagents are stable between 15-25°C until the expiry date on the label.

**CAUTION**

H314 Causes severe skin burns and serious eye damage.  
P303+P361+P353 IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower  
P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.  
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.

**KULLANIM AMACI**

Baz Yıkama Solüsyonu Otoanalizörlerin kuvvet temizliği için uygundur.

**REAKTİFLER**

0.1 N NaOH  
Yüzey Aktif Madde < %0,01

**REAKTİFİN HAZIRLANMASI**

Reaktif kullanıma hazırdır.

**STABİLİTE VE DEPOLAMA**

Reaktifler 15-25°C de etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar dayanır.

**UYARI**

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz hasarına yol açar  
P303+P361+P353 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE; kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkartın ,cildinizi su ile yıkayın/duş alın.  
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, hastayı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun  
P305+P351+P338 Gözle teması halinde suyla birkaç dakika durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.



Caution, refer to accompanying documents.  
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.  
Biyolojik risk



Consult instructions for use.  
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.  
Çevreyi kirlenmeye çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici  
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Rev.Date-Tarih / No: 24.11.2017/4

**BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23  
www.btpproducts.com.tr - www.bilimseltip.com